



Hoja informativa

Lentes DriveSafe de ZEISS

Producto:	<ul style="list-style-type: none">▪ Lentes monofocales o progresivas optimizadas para la conducción y apropiadas para el uso diario
Características del producto	<ul style="list-style-type: none">▪ El tratamiento ZEISS DuraVision DriveSafe reduce la percepción de fatiga por deslumbramientos▪ El diseño de DriveSafe (para lentes progresivas) incorpora una zona de visión intermedia hasta un 43% mayor para facilitar el cambio de enfoque entre el salpicadero y los espejos retrovisores. Y una zona de lejos hasta un 14% mayor para una visión más amplia de la carretera.▪ La tecnología Luminance Design de ZEISS tiene en cuenta el tamaño de la pupila en situaciones de poca luz
Disponibilidad	<ul style="list-style-type: none">▪ Lentes transparentes (orgánicas: 1,74 - 1,67 - 1,6 - 1,5; policarbonato, Trivex)▪ Cromáticas (orgánicas 1,67 - 1,6 - 1,5; policarbonato, Trivex)▪ Fotocromáticas con ZEISS PhotoFusion (orgánicas 1,67 - 1,6 - 1,5; policarbonato, Trivex)▪ Polarizadas con ZEISS SkyPol (orgánicas 1,6 - 1,5; policarbonato, Trivex)▪ ZEISS i.Scription opcional
Resultados del test de usuarios	<ul style="list-style-type: none">▪ Con el objetivo de verificar que sus lentes DriveSafe satisfacen plenamente las expectativas de los consumidores, ZEISS ha llevado a cabo una serie de pruebas con usuarios reales con empleados, profesionales de la salud ocular y consumidores (n=50 en Alemania, n=72 en España)▪ El 97% de los participantes se mostraron satisfechos con las lentes DriveSafe durante la conducción y un 94% durante tareas cotidianas como el trabajo en la oficina

Estatus el 1 de abril de 2016

DriveSafe®, DuraVision®, Luminance Design®, PhotoFusion®, i.Scription® y SkyPol® son marcas registradas o pendientes de registro por Carl Zeiss Vision GmbH.